

TJEKLISTE



TIL DIN REJSE

ANSVARFRASKRIVELSE: De følgende rejsetips er kun vejledende. Permobil afgiver ingen kliniske, driftsmæssige eller garantimæssige erklæringer om de produkter, funktioner eller tjenester, der er nævnt nedenfor.

FØR DU TAGER AF STED



- Oplad dine batterier helt.
- Pak opladeren. Hvis du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at din oplader er kompatibel.
- Sørg for, at din stol er blevet eftersat for nylig.
- Find en autoriseret Permobil-forhandler, der hvor du skal hen.
- Skriv dit serienummer ned, og tag det med dig.
- Overvej at anskaffe taskekroge, armlænstasker eller en Permobil-bagageboks til ekstra opbevaring.

REJSE I BIL



- Hvis du rejser med din stol uden for bilens kabine, skal du sikre dig, at stolen er beskyttet med et vandtæt betræk.
- Sørg for, at din stol er korrekt fastgjort til køretøjet.
- Overvej at bruge sikkerhedslåsen, hvis du planlægger at efterlade din stol ved bilen uden opsyn.

HVIS DER SKER NOGET MED DIN STOL



- Lav en anmeldelse til flyselskabet eller anden rejseudbyder, før du forlader lufthavnen.
- Kontakt en autoriseret Permobil-forhandler eller -repræsentant i dit område. De vil gøre alt, hvad der er muligt, for at hjælpe dig med at blive køreklar igen.

REJSE MED FLY



- Kontakt dit flyselskab i forvejen for at planlægge transporten af din stol. Beskriv den type stol, du bruger, og tag flyets størrelse i betragtning for at sikre, at det passer til dine behov.
- Vær opmærksom på, at nogle flyselskaber kan bede dig om at underskrive en erklæring, hvor de fraskriver sig ansvar for din stol under transport.
- Nedskriv den type batterier, der er installeret på din stol, og hvor meget din stol vejer. Nogle flyselskaber kan bede om disse oplysninger.
- Tag billeder af din stols tilstand, inden du tjekker ind i lufthavnen.
- Kontakt handicapservice, når du er 5-10 minutter fra lufthavnen, så de kan møde dig ved ankomsten.
- Sørg for at informere indtjekningspersonalet om alt medicinsk udstyr, så de kan mærke det som skrøbeligt gods.
- Bed om, at din stol står opret og stabilt under flyvningen.
- Fjern den øverste del af ryglænskåben, og læg den i sædet for at reducere højden på din stol og gøre den nemmere at læsse af og på.
- Anbring joysticket på indersiden af armlænet for yderligere at beskytte det under transport.
- Sæt stolens drivmotorer i friløbstilstand, og sluk for stolens afbryder, så flypersonalet kan flytte stolen uden at bruge joysticket.
- Sørg for, at stolens sædesystem bliver krympeemballeret inden lastning for at holde ryglænet og andre stolekomponenter sammen under transport.
- Brug bobleplast, når der er behov for mere beskyttelse af f.eks. nakkestøtter, omni-displays eller andet tilbehør.
- Sæt et mærke med dine kontaktoplysninger på din stol og eventuelle aftagelige dele.
- Når du ankommer til gaten, så bed gate-medarbejderen om at få lov til at tale med den lastningsansvarlige (ramp supervisor). Du kan give dem tjeklisten og forklare, hvordan man passer på din stol.
- Tag puden med på flyet for øget komfort, når du rejser.
- Husk at tale for dine egne interesser. Det, der fungerer for andre, fungerer måske ikke for dig.

Se brugervejledningen for yderligere sikkerhedstips og retningslinjer for transport.