

Elektrorollstühle
Stehen



permobil

Stehen ohne Kompromisse

Stehen ist ein wirksames Mittel, um eine größere Unabhängigkeit zu fördern und das Risiko von sekundären Komplikationen zu verringern, die mit dem langfristigen Sitzen im Rollstuhl verbunden sind. Permobil Rollstühle mit Stehfunktion ermöglichen es Ihnen, Aktivitäten im Alltag stehend auszuführen, einschließlich der Möglichkeit in sozialen, beruflichen und pädagogischen Umgebungen im Stehen zu fahren, um die psychische Gesundheit und Lebensqualität positiv zu beeinflussen. Mit vollständig programmierbaren Standkurven, die es ermöglichen, Ihre Position in der Rückenlage, in halb zurückgelehnter Position oder beim Übergang vom Sitzen ins Stehen zu optimieren.



M Corpus® VS

Stehen mit Mittelradantrieb

Der M Corpus VS kombiniert ein kompaktes Chassis mit einer Federung welche Stabilität, Traktion und Fahrkomfort für ein erstklassiges Steherlebnis mit Mittelradantrieb bietet. Die nutzerorientierte Entwicklung des M Corpus VS ermöglicht die einfache Anpassung der Stehkurven an die individuellen Bedürfnisse in Echtzeit und eine einfache Positionierung.

Stehen und
0-300 mm Active Height

Vollständig anpassbare
Standkurven

Schwenkbare
Kniepads oder
starre Kniepelotten
als Optionen

Funktionale Fahr-
geschwindigkeiten
im Stand

- Option erhältlich sowohl für F5 Corpus VS als auch M Corpus VS
- Option nur für spezifischen Stuhl verfügbar



F5 Corpus® VS

Stehen mit Vorderradantrieb

Der F5 Corpus VS verfügt über eine völlig unabhängige Allradaufhängung, die Komfort, Traktion und Stabilität bietet, was besonders für aktives Fahren im Freien von Vorteil ist. Die einfache Einstellung der Stehkurven ermöglicht eine optimale Anpassung Ihrer Position, während die leichten, schwenkbaren Kniepads mehr Komfort bieten und eine flexible Aufbewahrung am Stuhl für mehr Unabhängigkeit bieten.

Verstellbare
Bruststütze

Umfassender Bereich
der elektrischen
Sitzkantelung,
Rückenlehnen- und
Kniewinkelverstellung

Stehen und
0-350 mm *Active Height*

Niedrige, funktionale
Sitz-Boden-Höhen

Elektrische Fußplatte



Unabhängigkeit trifft dynamische Performance

Dank ihres geringen Gewichts lassen sich unsere schwenkbaren Kniepads mithilfe des leicht zugänglichen Entriegelungsmechanismus auch bei eingeschränkter Handfunktion selbstständig bewegen und bedienen. Stellen Sie die Kniepads bei Bedarf mit dem integrierten BOA®-System* ein, um eine optimale Passform und Komfort zu erreichen.

Erhältlich in zwei Padgrößen, wählen Sie die Option, die am besten zu Ihnen passt.

Das *BOA® Fit System ermöglicht eine präzise Feinjustierung der Passform mittels eines einfach zu bedienenden Einstellrades.



Stehen unterstützt

die persönliche Interaktion und ermöglicht bessere Gesundheitsergebnisse.

Zu den Auswirkungen, die elektrische Rollstühle mit Stehfunktion haben können, gehören zahlreiche gesundheitliche Vorteile, aber auch, an welchen Aktivitäten Sie teilnehmen können und wie unabhängig Sie sind.


Zu den Vorteilen der Verwendung eines elektrischen Rollstuhls mit Stehfunktion, welche nachweislich belegt sind, gehören:

- Druckumverteilung
- Blasen-, Darm-, Verdauungsfunktionen
- Bewegungsumfang und Muskellänge
- Aktivitäten im Alltag, in der persönlichen/medizinischen Versorgung und Freizeitaktivitäten
- Funktionale Reichweite
- Kommunikation
- Teilnahme an sozialen, beruflichen und pädagogischen Aktivitäten
- Unabhängigkeit

Literaturhinweise: Nooijen C, Ostendorf P, Bernstein J (2023) Permobil White Paper: A summary of the evidence on power standing wheelchairs



Keine zusätzliche Hardware erforderlich



Programmieren leicht gemacht

Mit QuickConfig, der neuen kabellosen Programmier-App für Permobil-Elektrollstühle mit Power Platform, lassen sich Änderungen schneller und einfacher vornehmen. Sie wurde für Servicetechniker, Therapeuten und Fachhändler entwickelt und bietet eine einfachere Möglichkeit zur Anpassung von Parametern und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Einrichtung des F5 Corpus VS und M Corpus VS mit Ihren bevorzugten Fahr- und Sitzeigenschaften sowie Stehkurven.

Scannen,
um mehr zu
erfahren



Erhältlich zum Download im
App Store und bei Google Play



App Store ist eine Marke von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google LLC.